

Состав

100% фармацевтическая оливковое масло, 10 ml (мл).

Лекарственная форма

Ваксол - медицинское изделие для природного смягчения и удаления ушной серы и серных пробок. Уменьшает потребность в вымывании серных пробок с помощью шприца или облегчает эту процедуру, если она необходима.

Ваксол предназначен для использования взрослым и детям старше 1 года.

Имеет простую, но уникальную систему, которая позволяет ввести только разовую дозу продукта в наружное ухо. Спрей легко и удобно использовать. Распылитель не допускает чрезмерного применения средства, значительно уменьшает пролив и лишний расход продукта. Ваксол предотвращает пересыхание кожи в слуховом проходе, снижая зуд и раздражение.

Показания

Ваксол предотвращает пересыхание кожи в слуховом проходе, снижая зуд и раздражение.

Меры предосторожности

Применить спрей согласно рекомендациям врача.

Флакон спрея рекомендуется для использования только одним лицом.

Утилизировать согласно нормам, установленным органами власти.

Не распылять вблизи открытого огня.

Спрей Ваксол предназначен для использования только в ушном канале. Не распылять возле глаз, носа или рта.

Способ применения и дозы

Если Вы открыли новый флакон, необходимо согреть его в ладонях, хорошо взболтать, а затем нажать на распылитель 3-4 раза, пока не появятся брызги спрея. Выполняя это, держите флакон на расстоянии от себя. Таким образом Вы активуете систему и подготовите спрей в использование.

Для наибольшей эффективности необходимо согреть флакон в ладонях и взболтать его перед применением.

Использовать один или два раза в неделю для предотвращения образования серных пробок и для содействия процесса самоочищения.

При наличии серной пробки необходимо применять 1-2 дозы спрея дважды в день в течение 4-5 дней. Пробка разрушится и выдвинется самостоятельно. При повышенной плотности серной пробки или при анатомически узком наружном слуховом проходе может возникнуть потребность вымыть остатки серной пробки. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу.

Как использовать

Потянутые мягко верхнюю часть уха или ушной раковине вверх и назад.

Держа флакон вертикально, распылитель следует направить в слуховой проход и полностью нажать на дозатор 1-2 раза.

Сделать мягкий массаж козелка.

Повторить процедуру с другим ухом, если это необходимо.

После! Применение изделий нет потребности в дополнительном промывании ушей.

Спрей можно применять стоя или сидя, держа флакон вертикально.

После использования дозатор можно снять и промыть в горячей воде, а затем снова закрепить на флаконе.

Дети

От 1 года.

Условия хранения

Всегда сохранять флакон в вертикальном положении при температуре не выше 40 ° C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Упаковка

Флакон 10 мл в картонной коробке.

Производитель

ХЛ Хелскер Лтд.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Пьюер-Офисис, Тачбрук Парк., Г. Ворик CV34 6WE, Великобритания.