

Опис

Зубна щітка з подовженими конусними щетинками рекомендується при запаленні ясен і їх кровоточивості.

- Щітка містить філірованні щетинки, які ідеально підходять для догляду за запаленими яснами.
- Особлива форма щітки дозволяє чистити зуби, не ушкоджуючи кровоточиві ясна.
- Закруглені щетинки основного засобу для чищення поля ґрунтовно очищають емаль зубів.
- Подовжена філірована конусна м'яка щетина глибоко проникає в міжзубні проміжки, м'яко масажуючи ясна.

Спосіб застосування

- Невелику кількість зубної пасти нанести на зубну щітку.
- Чистити зуби круговими рухами, одночасно акуратно масажуючи ясна.
- Порожнину рота прополоскати невеликою кількістю води, затримуючи її на 20-30 секунд.
- Після використання необхідно промити щітку в теплій проточній воді.

Особливості застосування

- Пам'ятайте, що зубна щітка підлягає заміні, якщо її щетинки деформувалися.
- В середньому термін служби зубної щітки не повинен перевищувати 2-3 місяці.

Термін придатності

Необмежений.

Умови зберігання

Тримайте виріб у вертикальному положенні робочою частиною догори в сухому місці.

Упаковка

По 1 зубній щітці в упаковці.

Виробник

ДР. ТАЙСС НАТУРВАРЕН ГМБХ, Німеччина.