

Опис

Для проведення замірів рівня глюкози в крові використовується Глюкометр CONTOUR PLUS Контур Плюс. Інструкція вказує, що прилад є обов'язковим для пацієнтів з цукровим діабетом і дозволяє проводити виміри, як в умовах стаціонару, так і вдома самостійно.

Особливості глюкометра Contour Plus:

- Два режими роботи глюкометра: базовий і розширений. Це можливість персоналізувати глюкометр під свої потреби;
- Виняткова точність - Мультіімпульсна технологія: 7-кратна оцінка;
- Відстежує середні показники рівня глюкози за 7, 14 і 30 днів;
- Індикатори прийомів їжі: "до" і "після" їжі допомагають оцінити вплив їжі на рівень глюкози в крові;
- Функція звукового нагадування в глюкометр нагадає вам про необхідність заміряти рівень глюкози в крові після їжі.

Склад

В процесі виготовлення глюкометра використані тільки якісні міцні матеріали, які забезпечують тривалий термін експлуатації. Виробник застосував найпрогресивніші технології, які дозволяють отримати точний вимір в лічені секунди без особливих зусиль.

Комплектація глюкометра Contour Plus:

- глюкометр;
- пристрій для проколювання пальця;
- 5 ланцетів (голки для прокаливача);
- керівництво користувача;
- довідник по експлуатації;
- щоденник для ведення записів;
- чохол для зберігання апарату;
- гарантія.

Тест-смужки в комплектацію не входять.

Показання

Глюкометр потрібно мати всім хворим на цукровий діабет, адже рівень цукру потрібно контролювати постійно і за результатами цих вимірів коригувати

лікування.

Прилад має наступні особливості:

- робить максимально точні виміри, завдяки використанню в тест-смужках особливих ферментів. Похибки практично виключені;
- передбачена особлива технологія, яка допомагає запобігти помилкам, які виникають через неправильне кодування;
- якщо при нанесенні крові на смужку стався недобір, протягом 30 секунд можна нанести кров ще раз. На результати вимірювання така маніпуляція не вплине;
- для вимірювань необхідна мінімальна кількість крові;
- для поліпшення роботи можна використовувати розширений режим, який дозволяє відстежити показники за тиждень, проводити дослідження перед прийомом їжі і після, включити будильник;
- має широкий діапазон вологості і температури;
- прилад можна використовувати в будь-яких умовах навіть на висоті;
- діапазон гематокриту від 0 до 70%.

Протипоказання

У приладу практично немає протипоказань. Вимірювання можуть проводити навіть здорові люди для контролю цукру в крові. Після використання пацієнти залишають виключно позитивні відгуки.