

## **Склад**

Форма Т-подібна з вигнутими вусиками з пластичного матеріалу. Складається з срібного сердечника, який знаходиться в мідному дроті.

## **Властивості**

*Основні властивості:*

- контрацептивна дію проявляється відразу після установки спіралі;
- Т-образне будова дозволяє міцно встановити спіраль і виключити випадки її випадання;
- можна встановлювати жінкам, які планують в майбутньому вагітність. Здатність до репродукції відновлюється в найкоротші терміни після отримання спіралі;
- встановлювати спіраль можна при годуванні груддю. Вона має місцеву дію - речовини спіралі не надходять в материнське молоко і не завдають шкоди дитині;
- площа, покрита міддю - 380мм<sup>2</sup>, сріблом - 94,89мм<sup>2</sup>;
- срібло сердечника перешкоджає корозії і руйнування мідного покриття при зіткненні з внутрішньоматкової рідиною. Продовжує термін служби спіралі;
- повністю відсутній будь-який дискомфорт, який може мати місце при використанні протизаплідних вагінальних таблеток, свічок і презервативів.

## **Опис**

Принцип дії:

При установці відбувається продукування атомів міді в простір матки. Мідь уповільнює активність сперматозоїдів, чинить руйнівну дію на їх здатність до запліднення.

Не викликає запалення в ендометрії і робить середу в матці кислої, не дозволяючи заплідненої яйцеклітини зміцнитися в матковій стінці.

Технічні характеристики:

- контрацептив внутрішньоматковий Novaplast T 380 Ag Normal Cu 380 + Ag (Т-подібна);
- мідний дріт з срібним сердечником;
- високоякісний мідний контрацептивний провід + 0,1 мм Ø срібний сердечник;

- 380 мм<sup>2</sup> мідної поверхні;
- розмір normal;
- Т-образний ВМС.

## **Показання**

Спіраль Novarplus T 380 внутрішньоматкова (Cu 380 + Ag) (срібло / мідь) виробництва EUROGINE, Іспанія призначена для розміщення у внутрішньоматкової порожнини з метою запобігання незапланованої вагітності.

## **Термін придатності**

Термін установки спіралі до 5 років.

## **Виробник**

Eurogine S.L., Іспанія