

Особливості

Піпетка медична виготовляється зі скла; складається зі скляної частини та комплектується гумовим ковпачком.

Піпетка скляна з боку, звідки надходять краплі заокруглена, що унеможливорює заподіяння шкоди. Використання піпетки вкрай просто, засноване на принципі заповнення вакуумного простору лікарським засобом та вивільненням його за допомогою натискання на гумовий ковпачок.

Спосіб застосування

Перед застосуванням піпетку слід продезінфікувати кип'ятінням у воді.

Термін придатності

Гарантійний термін експлуатації: один місяць за умови проведення не більше двох дезінфекцій.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі, у недоступному для дітей місці.

Упаковка

Піпетка без футляра.

Виробник

ТОВ "ТеМП", Україна.