

Склад

Піпетка медична з футляром призначена для використання у клініках, лікарнях, аптеках та в домашніх умовах для дозування та закапування лікарських засобів.

Спосіб застосування

Перед застосуванням піпетку слід продезінфікувати кип'ятінням у воді.

Термін придатності

1 рік.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі.

Упаковка

Піпетка в індивідуальній упаковці.

Виробник

ТОВ "ТеМП".

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, м. Львів, вул. Виговського, 69/22.