

Опис

Тест-смужки до глюкометра Gamma Diamond дозволяють проводити вимірювання рівня глюкози в крові самостійно, в домашніх умовах. Для аналізу використовується свіжа цільна кров з пальця або альтернативних областей тіла: долоні, передпліччя, плеча, гомілки, стегна. Не вимагає введення коду, мінімальна проба крові 0,5 мкл.

Переваги

- Точність вимірювання рівня цукру в крові: вища;
- Кодування: автоматичне;
- Абсорбуючу ділянку крові втягується в тест-смужку автоматично;
- Спеціальне контрольне вікно контроль рівня набираючої крові.

Технічні характеристики

- Тип: одноразові тест-смужки для глюкометра Gamma DIAMOND;
- Застосування тест-смужок: вимірювання рівня цукру в крові;
- Метод вимірювання рівня глюкози в крові: електрохімічний;
- Мінімальний об'єм крові для проведення аналізу: 0,5 мкл;
- Можливість забору крові з альтернативних місць: так;
- Межі вимірювання рівня цукру в крові: 1,1 - 3,3 ммоль / л;
- Термін придатності тест-смужок Gamma DM вказано на упаковці.