

Опис

Підгузки для дорослих Аїді Сліп Плюс (ID Slip Plus), розмір XL

Наша серія iD Slip створена за стандартами сучасних технологій та пропонує ефективне рішення для лікування середнього та важкого нетримання сечі для людей з обмеженою рухливістю або тих, хто прикутий до ліжка.

Підгузки iD SLIP Plus розмір Extra Large/4 - це повністю дихаючі підгузки, які гарантують повний захист шкіри. Його швидке поглинання та миттєве висихання зберігають пацієнта сухими, а 100% дихаючий матеріал дозволяє шкірі дихати. Всі наші підгузки iD SLIP гарантують ефективний контроль запаху, а лінії індикатора вологості допомагають визначити, коли змінити продукт. І не забувайте, що ця нова формула була схвалена дерматологами.

Переваги

- Багаторівневий поглинаючий шар. Багаторівневий поглинаючий шар дозволяє підгузків iD SLIP ШВИДКО ТА РІВНОМІРНО поглинати та надійно утримувати всередині велику кількість рідини і блокувати неприємні запахи.
- Зовнішній "дихаючий" шар. Завдяки якому повітря циркулює, шкіра не заприває, і як наслідок, не викликає подразнень.
- Захист від протікань. Бічні бар'єри виконані з водостійкого матеріалу, що не пропускає рідину і служать надійним захистом від протікань.
- Миттєве блокування запаху. Завдяки особливому поглинаючому шару, підгузки iD SLIP перешкоджають утворенню аміаку і, як наслідок, неприємного запаху.
- Еластичний пояс. Завдяки еластичному поясу, підгузок щільно прилягає до тіла, та запобігає протіканням.
- Індикатор волого поглинання. ПОДВІЙНИЙ індикатор волого наповнення показує ступінь наповнення підгузка, дозволяючи визначити, коли необхідно його змінити.
- Багаторазові застібки-липучки. Застібки-липучки надійно фіксують підгузок на тілі. Їх можна застібати і розстібати кілька разів, при цьому вони не втрачають своїх функціональних властивостей.
- Протестовано дерматологами. Вся продукція iD протестована дерматологами і не викликає подразнень.
- Не містять латексу.

Розмір:	Extra Large/4
Обхват талії:	120-170 см
Рівень поглинання:	6 крапель
Довжина підгузка	98 см
Ширина підгузка	85 см
Стать:	універсальна/унісекс
Кріплення:	липучки

Спосіб застосування

1. Активований підгузок укладіть між ногами, тримаючи виріб, складений у формі човника.
2. Розправте підгузник спереду та ззаду таким чином, щоб він добре прилягав до тіла.
3. Закріпіть підгузник за допомогою еластичних липучок, починаючи з нижньої застібки, яку приклейте трохи по діагоналі до верху.
4. Після закріплення нижніх застібок закріпіть верхні застібки-липучки, фіксуючи підгузок на талії.
5. Надівши підгузник, переконайтеся, що липучки добре закріплені, а підгузник добре прилягає до тіла. При цьому зверніть увагу на те, щоб захисні оборки в пахвинній ділянці не підвернулися всередину і підгузник ніде не стискає тіло.
6. Використаний підгузник поверніть і викиньте у відро для сміття. Не викидайте використаний виріб в унітаз.