

## **Описание**

Тест полосками OneTouch Ultra (Ван Тач Ультра) используют для качественного измерения уровня сахара, без чего просто не обойтись больным диабетом. Многослойность структуры тестовой полоски гарантирует высочайшую точность анализа.

## **Показания**

Тест-полоски OneTouch Ultra предназначены для использования с глюкометрами серии OneTouch Ultra (OneTouch Ultra и OneTouch UltraEasy) для количественного измерения уровня глюкозы в цельной крови.

## **Характеристики**

1. Быстрый результат анализа – 5 секунд.
2. Достаточно небольшой капли крови (1 микролитр).
3. Капиллярная тест полоска сама втягивает кровь.
4. Контрольное поле на тест-полоске помогает определить, когда крови на полоске достаточно.
5. Тест-полоски только в одном коде «25».

## **Срок годности**

Нельзя использовать через 6 месяцев после вскрытия тубуса.

## **Условия хранения**

Храните флакон с тест-полосками в сухом прохладном месте при температуре не выше 30°C. Не допускайте воздействия прямого солнечного света и тепла. Не храните в холодильнике.

Храните тест-полоски исключительно в оригинальном футляре, не перекладывайте их в другой футляр или контейнер.

## **Упаковка**

По 25 шт в тубусе, по 2 тубуса в упаковке.

## **Производитель**

Лайфскан Юроп, Швейцария.