

Описание

Бандаж послеоперационный белый размер 3 – это хирургический бандаж для брюшной стенки, который изготавливается из многослойного современного материала. Прилегающая к спине и переднебоковая часть осуществляет фиксацию и выполнена из бандажного эластичного полотна, вторая переднебоковая часть на животе, сделана из многослойного материала с махровым хлопчатобумажным полотном.

Посредством Бандажа послеоперационного проводится фиксация передней стенки брюшины, что не даёт расходиться ранам и позволяет снизить боль в районе постоперационной раны. Дополнительно воссоздаются условия для нормального заживления послеоперационной раны и образования рубцов.

Размер	Обхват талии, см	Состав:	
1	60-70	латекс - 27%, полиэфир - 73%	Высота бандажа: 24 см
2	71-80		
3	81-90		
4	91-100		
5	101-110		
6	111-120		
7	121-130		

Особенности Бандажа послеоперационного

- изготовлен из современного триплированного материала и упруго-эластичного полотна. Его внутренняя часть выполнена из махрового хлопчатобумажного полотна;
- улучшает мышечный тонус брюшной стенки;
- профилактирует развитие постоперационной грыжи;

- создает оптимальные условия для заживления ран и формирования рубцов;
- надежно фиксирует брюшную переднюю стенку и не дает расходиться краям раны;
- минимизирует болевые ощущения после оперативного вмешательства.

Показания

Легкая компрессия и поддержание мышц брюшного пресса в тонусе после травм, при грыжах, опущениях почек и операций в этой области.

Рекомендуется женщинам для скорейшего приведения мышц живота в прежнее состояние после родов.

Радикулит, радикулопатия пояснично-крестцового отдела, люмбалгии и люмбоишиалгии, грыжи межпозвонковых дисков.

Используется после кесарева сечения. Рекомендовано для лиц, работа которых связана с нагрузкой на позвоночник и вибрациями (водители, мотоциклисты, грузчики, спортсмены).

Противопоказания

Описание запрещает использовать Бандаж послеоперационный при:

- синдроме портальной гипертензии;
- невправимых грыжах брюшных стенок;
- диафрагмальной грыже;
- локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожного покрова.

Предупреждения

При наличии заболеваний кожи, и в особенности, при гнойных недугах в зоне применения бандажа следует пройти консультацию у специалиста. При высокой чувствительности кожи нужно надевать бандаж на нижнее бельё, которое плотно прилегает к телу. Наличие какого-либо дискомфорта требует немедленно прекратить ношение бандажа и проконсультироваться со специалистом о возможностях его дальнейшего применения.

Упаковка

Защитная упаковка.

Производитель

ЧП "ТОРОС-ГРУП", Украина