

Состав

Форма Т-образная с изогнутыми усиками из пластичного материала. Состоит из серебряного сердечника, который находится в медной проволоке.

Свойства

Основные свойства:

- контрацептивное действие проявляется сразу после установки спирали;
- Т-образное строение позволяет прочно установить спираль и исключить случаи ее выпадения;
- можно устанавливать женщинам, планирующим в будущем беременность. Способность к репродукции восстанавливается в кратчайшие сроки после извлечения спирали;
- устанавливать спираль можно при кормлении грудью. Она оказывает местное воздействие - вещества спирали не поступают в материнское молоко и не причиняют вред младенцу;
- площадь, покрытая медью – 380мм², серебром – 94,89мм²;
- серебро сердечника препятствует коррозии и разрушению медного покрытия при соприкосновении с внутриматочной жидкостью. Продлевает срок службы спирали;
- полностью отсутствует всякий дискомфорт, который может иметь место при использовании противозачаточных влагалищных таблеток, свечей и презервативов.

Описание

Принцип действия:

При установке происходит продуцирование атомов меди в пространство матки. Медь замедляет активность сперматозоидов, оказывает разрушительное действие на их оплодотворяющую способность.

Не вызывает воспаление в эндометрии и делает среду в матке кислой, не позволяя оплодотворенной яйцеклетке укрепиться в маточной стенке.

Технические характеристики:

- контрацептив внутриматочный Novaplust T 380 Ag Normal Cu 380 + Ag (Т-образная);
- медная проволока с серебряным сердечником;

- высококачественный медный контрацептивный провод + 0,1 мм Ø серебряный сердечник;
- 380 мм² медной поверхности;
- размер normal;
- Т-образный ВМС.

Показания

Спираль Novarplus T 380 внутриматочная (Cu 380+Ag) (серебро/медь) производства EUROGINE, Испания предназначена для размещения во внутриматочной полости с целью предотвращения незапланированной беременности.

Срок годности

Срок установки спирали до 5 лет.

Производитель

Eurogine S.L., Испания