

Особенности

Пипетка медицинская изготавливается из стекла; состоит из стеклянной части и комплектуется резиновым колпачком.

Пипетка стеклянная со стороны, откуда поступают капли округлена, что делает невозможным причинение вреда. Использование пипетки крайне просто, основано по принципу заполнения вакуумного пространства лекарственным средством и высвобождением его с помощью нажатия на резиновый колпачок.

Способ применения

Перед применением пипетку нужно продезинфицировать кипячением в воде.

Срок годности

Гарантийный срок эксплуатации пипетки: один месяц при условии проведения не более двух дезинфекций.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Упаковка

Пипетка без футляра.

Производитель

ООО "ТеМП", Украина.