

Опис

Електронний термометр гнучкий водонепроникний Flex від бренду Paramed призначений для вимірювання температури у пацієнтів різного віку - від немовлят до дорослих 3-ма способами - оральним, аксиллярний і ректальним в діапазоні 32 до 42С.

Термометр можна використовувати як в домашніх умовах для всіх членів сім'ї, так і в клініках, лікарнях, поліклініках. На відміну від найпростішої базової моделі, термометр Flex має водонепроникний корпус, що дозволяє його дезінфікувати і очищати за допомогою розчинів, регламентованих виробником. Термометр складається з 2-х основних вузлів - температурний датчик зі сплаву двох металів і схема електронна, які укладені в водонепроникний пластиковий корпус.

Переваги

- Прилад простий у використанні, яким може самостійно користуватися навіть дитина;
- Точні виміри. Найбільш точний результат виходить при ректальному вимірі. Це пов'язано з тим, що при вимірюванні орально показники можуть бути спотворені, якщо у пацієнта утруднене дихання, і він не може тримати рот щільно закритим. При аксиллярном вимірі, внаслідок, нещільного прилягання до шкірних покривів, сигнал може пролунати раніше, ніж закінчено вимір;
- Вимірювання абсолютно безпечно, завдяки тому, що в термометрі відсутня ртуть, а корпус виготовлений з міцного пластику;
- Корпус і гнучкий наконечник виготовлені з водонепроникного матеріалу, його можна мити звичайною водою з-під крана і дезінфікувати в водних розчинах. Ця перевага особливо важливо в ЛПУ, де термометр використовують для великої кількості пацієнтів;
- Гнучкий наконечник значно підвищує комфорт під час процедури;
- Управління термометра здійснюється всього однією кнопкою;
- Закінчення вимірювання супроводжується звуковим сигналом;
- Автоматичний режим відключення після того, як термометр не використовується протягом 10 хвилин, що дозволяє економити заряд батареї. Навіть якщо Ви забули вимкнути прилад після вимірювання температури, він відключиться сам;
- Термометр дозволяє оцінити ефективність прийнятого препарату шляхом порівняння температури до і після прийому. Це можливо, завдяки тому, що

термометр має пам'ять на 1 вимір;

- Час вимірювання - 1 хвилина при оральному і ректальному способі, для виміру аксиллярно необхідно 5 хвилин. При підвищеній температурі термометр видає попереджуючий сигнал;
- При підвищеній температурі додатковий попереджувальний звуковий сигнал;
- Зручний чіткий рідкокристалічний екран, на якому добре видно цифри;
- Для зберігання і транспортування передбачений зручний чохол.