

## Описание

Серия COMFORT: комфортные решения для поддержания здоровья и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата для людей, ведущих активный образ жизни. Бандаж на локтевой эластичный сустав применяется при травмах локтевого сустава, повреждениях связок, артрозах, артритах, бурситах, синовитах, профилактика привычных вывихов или травм во время занятий спортом, а также в период реабилитации после гипсовой повязки.

Эластичная ткань бандажей равномерно сдавливает ткани суставов, обеспечивая хороший противоотечный эффект, позволяющий использовать бандаж при хроническом воспалении, на начальных этапах дегенеративно дистрофических процессов, а также на поздних этапах реабилитации после травм и заболеваний суставов.

- Обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию локтевого сустава, уменьшает боль и ускоряет выздоровление.
- Хороший теплосберегающий эффект значительно усиливает кровообращение в области соответствующего сустава и способствует усилению обмена веществ в прилегающих к суставу тканях.
- Специальная бесшовная технология связки позволяет придать готовому изделию эластичность в четырех направлениях, благодаря чему позволяет добиться оптимальной компрессии и лечебного эффекта при применении бандажа.
- Наличие натуральной хлопковой нити и анатомическая форма бандажа обеспечивает дополнительный комфорт даже при длительном и ежедневном использовании.
- Толщина полотна разная - в местах изгиба она тоньше и позволяет не ощущать дискомфорт и лишнее трение при движении.
- Оптимальная форма краев бандажа и их обработка предотвращают «эффект жгута» и позволяют использовать изделия в течение длительного времени без осложнений.
- Хорошо прилегает к телу и незаметен под одеждой
- Подходит для правой и левой руки

Размерная сетка:

Размер S: обхват локтя 23-26см

Размер M: обхват локтя 27-31 см

Размер L: обхват локтя 27-31 см.

Размер XL: обхват локтя 37-43см

### **Предостережение**

Не использовать при открытых травмах и ранах, при индивидуальной непереносимости компонентов сырья. Нестерильно не использовать при местных заболеваниях кожи. Не рекомендуется использовать изделие при использовании согревающих мазей. Входящий в состав изделия латекс может вызвать аллергическую реакцию.

### **Срок годности**

60 месяцев.