

Общая характеристика

Диагностические тест-полоски IME-DC:

- упаковки тест-полосок поставляются с чип-ключем, содержащим калибровочную информацию;
- данные чип-ключа защищают пользователя от различных вариантов подделки и обеспечивают высокую достоверность показателей уровня глюкозы на экране прибора;
- тест-полоски IME-DC используются в приборе для определения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови;
- тест-полоски имеют реагентную зону, которая втягивает каплю объемом 2 мкл и через 10 секунд на экране появляется результат анализа.

Характеристики:

- предназначены тест-полоски только для использования в глюкометрах IME-DC;
- диагностику можно проводить как дома, так и в медицинских установках;
- результаты измерений находятся в пределах от 1,1 до 33,3 ммоль/л;
- точность результатов анализа равняется 96%;
- тубус на 50 тест-полосок;
- размер полоски: 35x5,6 мм;
- объем образца крови: 2 мкл;
- удобное нанесение капли крови на тест-полоску (автоматическое всасывание);
- состав реактивов тест-полоски: 36,6% – глюкозооксидаза; 41,0% – ферроцианид калия; 23,4% – нереакционноспособные ингредиенты;
- упаковка: 50 шт.