

Опис

Канюля - це медичний пристрій, який представляє собою тонку пластикову гнучку трубку з гострим кінцем, зазвичай обладнану захисною кришкою, що забезпечує зручний і безпечний доступ до кровоносної системи пацієнта. Канюлі використовуються для введення різних розчинів, таких як введення ліків, вливання рідин чи сольових розчинів, анестетиків та кровозамінників безпосередньо у вену пацієнта. Це дає змогу проводити безліч медичних процедур і забезпечувати підтримання та лікування різних станів. Канюлі також використовуються для взяття зразків крові для лабораторних досліджень і їх діагностики, а в деяких ситуаціях, наприклад, якщо потрібно переливати кров або її компоненти, канюлю використовують для з'єднання пацієнта з кровоносною системою донора або банку крові чи контроль тиску у венах. Канюлі 2В доступні в різних розмірах і типах, в залежності від конкретних медичних потреб.

Використання їх має здійснюватися медичними спеціалістами з дотриманням всіх стерильних та безпечних процедур для запобігання інфекціям та іншим ускладненням.

Розміри:

- Канюля 2В, 18G 1,3 x 45
- Канюля 2В, 20G 1,1 x 32
- Канюля 2В, 22G 0,9 x 25
- Канюля 2В, 24G 0,7 x 19
- Канюля 2В, 26G 0,6 x 19

Основні особливості продукту:

- Виготовлені з політетрафторетилен - більш м'якого і термопластичного матеріалу, призначеного для більш складних вен і більш тривалої катетеризації
- Виготовлена за сучасною технологією, яка не використовує латекс, що гарантує відсутність ризику виникнення алергічних реакцій на латекс
- Має спеціальні крильця, які забезпечують надійне закріплення катетера та запобігає його ненавмисному видаленню
- Спеціальний ін'єкційний порт, дозволяє швидко вводити додаткові препарати у великій кількості та вводити лікарські засоби прямо під час інфузії
- Канюлі розрізняються за кольорами порта, що залежить від діаметра просвіту та довжини відповідно до міжнародних стандартів

- Стерилізовані оксидом етилену, нетоксичні
- Зручні та безпечні під час використання
- Для одноразового використання

Спосіб застосування

Вийміть канюлю з упаковки та зніміть захисний ковпачок. Візьміть канюлю за виступ ступеці голки. Введіть канюлю у вену та одночасно витягніть голку. Виконайте венепункцію та перевірте надходження крові в камеру. Підключіть до канюлі Набір для інфузії. Покрийте місце проколу стерильною пов'язкою. Витягніть голку повністю після того, як наконечник канюлі знаходиться у вені та викиньте голку у відповідну ємність. Здійснюйте постійний нагляд та обслуговування місця венепункції згідно з медичними нормами.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого матеріалу. Введення сильно в'язкої рідини. Великий об'єм переливання крові. Тільки для одноразового використання. Обережно! Не намагайтесь повторно вставити частково або повністю вилучену голку.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 10°C до 35°C.