

Склад

Вода, пропіленгліколь, каріон, екстракт квіток ромашки аптечної, гліцерин 85%, монополсприт, трометамол, карбомер, полідоканол, ароматизатор медовий, ацесуфульфам калію, ароматизатор охолоджуючий, динатрію едетат.

Лікарська форма

Гель для ясен при прорізуванні зубів у дітей.

Показання

- Піклується про чутливі ясна малюка;
- Охолоджує та заспокоює подразнені ясна.
- Прискорює загоєння ясен;
- Не містить цукру та лактозу.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Особливості застосування

Складові гелю Камістад Бебі підібрано з великою турботою і розумінням фізіології малюка.

Екстракт лікарської ромашки має протизапальні властивості, добре загоєє і заспокоює ясна, є натуральним антисептиком від самої природи.

Лаурет-9 забезпечує знеболюючий ефект, охолоджує ясна, але, на відміну від анестетиків, не викликає оніміння. Таким чином, виключається ризик для дитини вдавитися слиною, немає небезпеки порушення дихання. Крім того, лаурет-9 не викликає алергічних реакцій.

Гель для ясен можна застосовувати з народження протягом всього періоду прорізування зубів.

Гель Камістад Бебі виготовляється в Німеччині і має високу якість.

Компоненти гелю діють саме в місці нанесення, не викликаючи порушень роботи інших систем організму малюка.

Спосіб застосування та дози

Легідно масажуйте видавленим гелем розміром з горошину за допомогою чистого пальця або ватного тампона, якщо це необхідно. Повторюйте 2-3 рази на день.

Термін придатності

30 місяців з дати виготовлення.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці при кімнатній температурі. Не заморожувати.

Упаковка

30 г гелю в тубі, по 1 тубі в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

СТАДА АРЦНАЙМІТТЕЛЬ АГ, Німеччина.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

СТАДА Арцнайміттель АГ, Стадаштрассе, 2-18, D-61118 Бад Фільбель, Німеччина/ STADA Arzneimittel AG, D-61118 Bad Vilbel, Stadastrasse, 2-18, Germany.