

Склад

Aqua, Symphytum Officinale Leaf Extract, Sodium Chondroitin Sulfate, Carbomer, Sodium Hydroxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glucosamine Chloride, Methyl Nicotinate, Parfum, Glycerin, Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Limonenes, Linalool, Citral, Benzyl Alcohol.

Властивості

Екстракт живокосту 20% - активний інгредієнт бальзаму, який зменшує запалення і біль в суглобах, попереку, спині, м'язах і зв'язках, ефективно відновлює пошкоджені тканини при переломах, ударах, ушкодженнях зв'язок.

Коректори метаболізму кісткової і хрящової тканин, хондропротектори - глюкозамін і хондроїтин. Комплексно впливають на опорно-руховий апарат, мають протизапальну дію, полегшують симптоми, які супроводжують патологію опорно-рухової системи, зменшують потребу в нестероїдних протизапальних процесах, сприяють уповільненню дегенеративних процесів в суглобах, хребті, підсилюють хрящовий матрикс, захищають від руйнування хряща.

Метилнікотинат має зігриваючий ефект, покращує мікроциркуляцію крові. Одночасно з цим підсилює виведення надлишкової рідини і токсинів, покращує оксигенацію тканин.

Не містить парабенів.

Рекомендації щодо застосування

KROK MED ArthroFlex - гель - це унікальний бальзам, з високим вмістом екстракту живокосту 20%, глюкозаміном і хондроїтином, покращує рухливість і гнучкість суглобів, функціональність м'язів, стимулює обмінні процеси і нормалізує функціонування опорно-рухової системи. Може використовуватися в якості спортивного масажного гелю.

Спосіб застосування

Гель необхідно втирати до повного вбирання 2-3 рази на добу тонким шаром, безпосередньо в суглоби і м'язи або як масажний гель.

Тривалість курсу визначається індивідуально, як правило 3-4 тижні. При необхідності курс повторити.

Протипоказання

Не рекомендується особам з підвищеною чутливістю до окремих компонентів рецептури.

Застереження

На поверхні шкіри при нанесенні гелю виникає короткочасна гіперемія (почервоніння) з зігриваючим ефектом.

Тільки для зовнішнього застосування. При попаданні в очі промити водою.

Умови зберігання

Зберігати 24 місяці від дати виготовлення при температурі від 5 °C до 25 °C в захищеному від прямого попадання сонячних променів місці.

Форма випуску

Туба 75 мл.