

## **Состав**

Природная стерильная гипертоническая морская вода (разведенная до 2.3% водой очищенной).

## **Показания**

Для облегчения заложенности носа, связанную с ринитом, синуситом, насморком, простудой, сенной лихорадкой и аллергией.

Для ухода за носовой полостью в послеоперационный период.

Для разжижения и удаления густой слизи, содержащей бактерии и посторонние частицы, такие как пыль, пыльца и другие аллергены.

## **Способ применения и дозы**

Согласно индивидуальным потребностям. Как правило, 2-3 раза в сутки или по рекомендации специалиста. При необходимости можно использовать чаще.

## **Дети**

Для детей от 2 лет.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 150 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

АУРЕНА ЛАБОРАТОРИС