

## **Состав**

Стерильный гипертонический (2,0%) раствор натрия хлорида.

## **Описание**

«Нормарин Аллерджи» - 2,0% гипертонический солевой раствор, уменьшает риск получения раздражения у слизистой оболочки носоглотки по сравнению с гипертоническими растворами с более высокой концентрацией. Он эффективно помогает уменьшить застой в слизистой оболочке носа и восстановить легкость дыхания в полостях носа путем уменьшения сопротивления носовых дыхательных путей (NAR).

## **Особенности**

Сильное распыление помогает эффективно удалить содержащиеся в воздухе аллергены (пыль и пыльца), мусор и загрязняющие вещества.

«Нормарин Аллерджи» имеет в своем составе лишь чистый физиологический раствор. В нем нет буфера, других солей, микроэлементов, а также прочих добавок. Его состав разработан для максимальной безопасности применения у пациентов с аллергией.

## **Показания**

- для уменьшения заложенности носа;
- для восстановления респираторной функции носовой полости;
- для снятия отека слизистой дыхательных путей;
- для уменьшения показателя носового сопротивления (NAR).

## **Меры предосторожности**

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке (флаконе).

Данная продукция не является лекарственным средством.

## **Способ применения и дозы**

В соответствии с индивидуальными потребностями, как правило, 1-2 раза в сутки или после непосредственного контакта с аллергеном. Можно использовать чаще (при необходимости).

Держите флакон под любым углом, осторожно вставьте насадку в одну ноздрю, нажмите и удерживайте в течение 1-2 секунд.

Прочистив нос, осторожно выдыхайте воздух через него.

Повторите процедуру с другой ноздрей.

### **Условия хранения**

Хранить при комнатной температуре.

### **Упаковка**

По 150 мл в флаконе.

### **Производитель**

Aurena Laboratories AB, Швеция.