

Состав

1 флакон сухого бальзама содержит: лиофилизированный порошок млечного сока папайи с активностью 400 протеолитических единиц (ПЕ).

Лекарственная форма

Бальзам сухой при остеохондрозе Неокарипазим-400 представляет собой комплекс протеолитических ферментов растительного происхождения, полученных из млечного сока дынного дерева

Свойства

Активными компонентами продукта являются ферменты: папаин, химопапаины А, химопапаины В, пептидазы А и В, муколитическое фермент лизоцим.

Благодаря протеолитическим ментам, Неокарипазим-400 способствует уменьшению воспалительных процессов в межпозвонковых дисках, снижению давления на нервные окончания и уменьшению болевых ощущений, способствует ускорению регенерации межпозвонковых дисков, улучшает микроциркуляцию и способствует рассасыванию рубцовой ткани.

Рекомендуется применять при остеохондрозе позвоночника, в том числе при различных формах грыж и протрузий межпозвонковых дисков и дискогенных радикулитах, грыжах Шморля, посттравматических сгибательных контрактурах пальцев, келоидных рубцах различного происхождения, плечелопаточном периартрите.

Показания

Применяется при патологии опорно-двигательного аппарата, келоидных рубцах, невритах (только с помощью метода электрофореза).

Противопоказания

Острые воспалительные процессы в тканях, секвестрация грыжи диска, а также индивидуальная непереносимость компонентов.

Способ применения и дозы

Наибольший эффект при проведении 3 курсов. 1 курс - 20-30 процедур.

Допускается перерыв 1-2 дня между процедурами.

Повторные курсы - через 30-60 дней.

Приготовление: 1 или 0,5 флакона растворяют в 5-10 мл физиологического раствора непосредственно перед процедурой.

В раствор добавляют 1-2 капли димексида.

Раствор наносят на фильтровальную бумагу, размещенный на прокладках электрода.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

Производитель

АО "БИОФАРМ", Грузия.