

Описание

Судно подкладное для лежачих больных с крышкой предназначено для индивидуальной санитарной гигиены лежачих больных и лиц преклонного возраста в домашних условиях или в медицинских учреждениях. Облегчает уход за лежачими больными. Подходит для мужчин и для женщин.

Судно устойчиво к санитарно-гигиенической обработке 3% раствором перекиси водорода или 5% раствором моющего средства.

Судно для лежачих больных изготовлено из полимерных материалов, разрешенных МОЗ Украины и имеет все разрешительные документы.

Судно подкладное можно использовать при температуре от 5 до +40 градусов.

Срок годности

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше + 25 °С.

Производитель

Гамма, Украина.