

Опис

Тест-смужки GAMMA MS використовуються з глюкометрами Gamma MINI і Gamma Sreaker. Дозволяють вимірювати рівень глюкози в крові самостійно, в домашніх умовах, або в медичних установах за участю лікарів. Для аналізу використовується свіжа цільна кров з пальця або інших областей тіла: долоні, передпліччя, плеча, гомілки, стегна.

- Не вимагає введення коду. Автоматичне кодування робить процес вимірювання цукру в крові максимально комфортним і швидким
- Кількість тест-смужок в упаковці: 25 штук в упаковці і 50 штук в упаковці (2 флакона по 25 штук)
- Тест-смужки ТМ GAMMA MS призначені для швидкого і точного вимірювання рівня глюкози в крові
- Електрохімічний метод проведення аналізу на основі цільної капілярної крові
- Мінімальна проба крові: 0,5мкл
- Електрохімічний метод вимірювання із застосуванням ферменту - глюкозооксидаза;
- Завдяки спеціальній абсорбуючій ділянці, тест-смужка автоматично втягує кров
- Контрольне віконце на тест-смужці показує, чи достатньо крові надійшло в тест-смужку через абсорбуючу ділянку
- Діапазон вимірювань рівня глюкози в крові від 1,1 до 33,3 ммоль / л
- Термін придатності тест-смужок ТМ GAMMA MS вказано на упаковці
- Термін використання тест-смужок після відкриття флакона - 3 місяці