

Состав

- гиалуроновая кислота - 5 мг (mg)
- Centella asiatica экстракт - 20 мг (mg)
- экстракт календулы - 60 мг (mg)
- экстракт алоэ - 60 мг (mg)
- эфирное масло чайного дерева - 2 мг (mg)

вспомогательные вещества: жир твердый или полиэтиленгликоль (ПЭГ) (полиэтиленоксид (ПЭО), макрогол) или Witepsol, или другие основы, разрешенные к использованию - достаточное количество для получения 1 средства гигиены.

Описание

Гиалуроновая кислота как природный полисахарид покрывает слизистую оболочку влагалища, создает защитный барьер, способствует заживлению и устранению воспалительной реакции (уменьшает покраснение), укреплению стенок влагалища после диатермокоагуляции, лазерной терапии и криотерапии шейки матки или влагалища, проявляет увлажняющие свойства при сухости слизистой оболочки влагалища.

Экстракт календулы способствует противовоспалительному эффекту, ускоряет процессы восстановления, проявляет противогрибковые, антимикробные, защитные и иммуностимулирующие свойства.

Экстракт алоэ способствует усилению местного иммунитета, восстановлению тканевого обмена веществ, благодаря чему проявляет ранозаживляющие, противомикробные и противовоспалительные свойства, устраняет воспаление и раздражение, стимулирует восстановление слизистой оболочки влагалища. Алоэ содержит витамин С, который подавляет рост патогенных бактерий, обеспечивает снижение pH влагалища, способствует восстановлению оптимальных

показателей pH и поддержанию нормальной микрофлоры влагалища.

Эфирное масло чайного дерева проявляет мощные противовоспалительные, противогрибковые и бактерицидные свойства. Биологически активные вещества чайного дерева увлажняют слизистую оболочку влагалища.

Экстракт (или масло) семян центеллы азиатской проявляет антиоксидантные, регенеративные и антисептические свойства, стимулирует синтез коллагена, способствует эпителизации и укреплению стенок влагалища.

Рекомендации по применению

- как регенеративное, антисептическое, противовоспалительное и иммуностимулирующее средство для быстрого восстановления слизистой оболочки
- используют для усиления восстановительных процессов при атрофических, дистрофических изменениях слизистой оболочки влагалища
- способствует восстановлению после родов, в хирургической гинекологии
- в случаях дистрофии при химиотерапии, ионизирующего излучения, сухости влагалища, сухости влагалища из-за дефицита эстрогена

Способ применения

Используют один суппозиторий вечером или согласно назначению врача. Длительность применения зависит от развития симптомов; при необходимости суппозитории вагинальные можно использовать в течение длительного периода. Перед применением рекомендована консультация врача.

Для местного применения.

Предостережение

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам продукта

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре 0 °С - 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %, за 10-15 минут до применения необходимо положить в холодильник.

Срок годности

36 месяцев от даты изготовления