

## Опис

Тест-смужки призначені тільки для спільної роботи з системою моніторингу рівня цукру в крові 2В Comfort виробництва TaiDoc Tehnology (Тайвань), упаковка розділена на 2-е туби по 25 штук, що досить зручно при використанні і зберіганні з урахуванням необхідних показників навколишнього середовища.

Перед використанням тест-смужок 2В Comfort необхідно прочитати інструкцію і дотримуватися правил проведення аналізу, що важливо в процесі вимірювання і може вплинути на якість аналізу.

- Електрохімічний метод проведення аналізу на основі цільної капілярної крові
- Мінімальна проба крові: 0,7 мкл
- Отримання результатів за 7 секунд
- Автоматичне втягування крові в тест-смужку
- Контрольне поле на тест-смужці допомагає визначити, коли крові на смужці досить
- Тест-смужки ТМ 2В COMFORT не вимагають кодування
- Діапазон вимірювань: від 1,1 до 33,3 ммоль / л
- Термін придатності тест-смужок ТМ 2В COMFORT вказано на упаковці
- Термін використання тест-смужок після відкриття флакона - 6 місяців
- Висока точність результатів в домашніх умовах