#### Состав

Вода, экстракт мяты перечной, скипидар, метилсалицилат, ПЕГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, камфара, экстракт арники, экстракт репы, экстракт лопуха, экстракт сосни, пантенол, экстракт живокоста, экстракт сабельника болотного, акрилат/С10-30 алкил акрилат кросполимер, ТЕА, масло сосни, масло лаванды, масло чабреца, бензиловый спирт, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, масло можжевельника.

#### Описание

Термо-гель согревающий Реаниматор следует использовать для оказания необходимой медицинской помощи при вывихах, ушибах, растяжениях связок, а также при проблемах с позвоночником после больших физических нагрузок.

### Свойства

Это уникальное лечебно-профилактическое средство будет надежно заботиться о вашем здоровье и дарить вам хорошее настроение.

Инновационная формула этого продукта была разработана на основе комплекса компонентов, отличающихся лечебными свойствами и способными обеспечивать продукту пролонгированное действие.

Благодаря содержанию в составе скипидара гель локально улучшает кровообращение в тканях кожи и способствует быстрому поглощению активных веществ.

#### Способ применения и дозы

Препарат нужно наносить 2-3 раза в день небольшим тонким слоем на поврежденные участки тканей кожи.

Не рекомендуется применять для окклюзивной пленки.

#### Срок годности

2 года.

#### Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

## Упаковка

По 50 мл геля в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

# Производитель

ООО "ФитоБиоТехнологии", Украина.